



# *MyLab™ OmegaVET* **TOP-LEISTUNG IM KOMPAKTFORMAT**

Das MyLab™OmegaVET ist ein hochflexibles, mobiles High-End-Ultraschallsystem, das Ihnen an jedem Ort und zu jeder Zeit selbst anspruchsvollste Untersuchungen mit höchster diagnostischer Effizienz ermöglicht.

Ausgereifte Funktionen und Auswertungstools für eine Vielzahl von Fragestellungen unterstützen Sie im klinischen Alltag wie nie zuvor.



NEVER STOP ELEVATING YOUR VET EXPERIENCE.



# MyLab<sup>TM</sup>Omega VET



**Dedizierte VET-Software und -Sonden**



**Windows<sup>®</sup> 10-Systemplattform**



**Schnellstart**



**Vollbild-Visualisierung**




**Hochresponsiver kapazitiver Touchscreen**



**Erkennung von Mikrovascularisierungen mit microV**




**2 Sondenanschlüsse**



**DVD-Laufwerk**



Hund – hepatische Zysten – B-Mode



Hund – Niere – microV

- **Breites Sondenspektrum** bis zu 22 MHz für hochauflösende Bildergebnisse in Top-Qualität
- **Zero-Click EF** – automatische Berechnung der Ejektionsfraktion
- **ElaXto** – nicht-invasive Bewertung der Gewebeelastizität
- **CnTI<sup>TM</sup>** – Spitzentechnologie für kontrastverstärkten Ultraschall (CEUS)
- **QPack** – multimodales Quantifizierungswerkzeug für CnTI<sup>TM</sup>, Farb- und Power-Doppler